


IPX-Ray3 Ver.3.14 バージョンアップのご案内


開いたラウエ画像上で、調整・操作・計算まで。

01 読み取り開始の基本操作は、そのまま

旧 IPX-Ray / 制御画面




IPX-Ray3 / 制御画面の操作欄




IPの読み取り開始は、これまでと同じ基本操作で行えます。

02 表示した画像で、濃淡調整・スポット指定・計算

旧 IPX-Ray / PictureViewer



IPX-Ray3 / Laue Alignment



画像表示から、
画像上での一連の操作へ


濃淡（トーン）をその場で調整。

スポット指定などの操作から

結晶方位の確認・計算まで。

03 回転操作と計算結果を、画面上で確認


Alignmentのミニ画面 (±10°・±40°)



結晶方位のずれを確認

Orientation Deviation (γ ・ δ など)

画像の回転操作が可能



表示される計算結果

Orientation Deviation / Spot Offset

Direction / Angular Offset

04 複数の画像ファイル形式を同時出力！

BMP、JPEG、PNG、TIFF の各形式を同時に出力できます。



株式会社IPX